



JM330 感受态细胞

JM330 Chemically Competent Cell

Cat.NO. ZC1039

目录编号	产品名称	包装单位
☐ ZC1039-1	JM330 感受态细胞	100μl×10
☐ ZC1039-2	JM330 感受态细胞	100μl×20

备注: 以上包装均含有 Compcell Control Plasmid pUC19(0.1ng/μl) 5μl (质量控制用)。

储存: -70℃ 保存六个月。

产品介绍:

本公司生产的 JM330 感受态细胞是采用特殊工艺处理得到的感受态细胞, 可用于 DNA 的化学转化。使用 pUC19 质粒检测, 转化效率高达 10^7 cfu/μg DNA 以上。

基因型为: F- ϕ 80 lacZ Δ M15 Δ (lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, mk+) phoA supE44 λ -thi-1 gyrA96 relA1 tonA

产品特点:

JM330 菌株 (即 DH5 α T1 Phage Resistant), 来源于 DH5 α 菌株。在 DH5 α 大肠杆菌基因组中引入 tonA, 赋予其抗噬菌体 T1,T5 的能力, 即为 JM330。JM330 菌株最大的特点是其可以在体内特异性降解甲基化质粒模板, 广泛应用于各种 DNA 定点突变试验中。JM330 菌株缺失核酸内切酶 (endA1) 和重组酶 (recA1), 提高了质粒 DNA 的产量和质量; lacZ Δ M15 的存在使 JM330 可用于蓝、白斑筛选。

操作步骤:

以下操作均按无菌条件的标准进行:

- **转化:**取感受态细胞置于冰浴中(解冻 1-2 分钟), 加入目的 DNA, 轻轻混匀, 在冰浴中放置 30 分钟。
注意:所使用 DNA 体积不要超过感受态细胞悬液体积的 1/10。
- **热激:**将离心管置于 42℃水浴中放置 60-90 秒, 然后快速将管转移到冰浴中, 使细胞冷却 2-3 分钟, 该过程不要摇动离心管。
- **复苏:**向每个离心管中加入 500μl 无菌的 SOC 或 LB 培养基 (不含抗生素), 混匀后置于 37℃ 180rpm 摇床振荡培养 45-60 分钟, 目的是使质粒上相关的抗性标记基因表达, 使菌体复苏。
- **涂板:**根据实验要求 (质粒, 重组连接产物转化), 吸取适量体积已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的 SOC 或 LB 固体琼脂培养基上, 将细胞均匀涂开。将平板置于室温直至液体被吸收, 倒置平板, 37℃培养至少 15 小时。

提示:

- 刚刚化冻的细胞, 转化效率最高。化冻后感受态细胞冰浴条件下, 半小时内活性无明显变化, 因此, 同时转化多支感受态细胞时尽量半小时内加完目的 DNA。
- 感受态细胞应保存在 -70℃, 请避免反复冻融, 以免降低感受态细胞的转化效率。
- 进行转化操作时, 请在无菌条件下, 根据相应温度要求进行实验。
- 避免用移液枪吹吸, 整个过程要轻柔, 尽量低温操作。
- **JM330 可以对未被 Dpn I 降解的质粒模板进行进一步的降解, 因此可以保证定点突变具有更高的阳性率。**转化高浓度的质粒或 Dpn I 消化产物可相应减少最终用于涂板的菌量。