



## C321. Δ A. exp 感受态细胞

### C321.ΔA.exp Chemically Competent Cell

Cat.NO. ZC1069

#### 目录编号

■ ZC1069-1

#### 产品名称

C321.ΔA.exp 感受态细胞

#### 包装单位

100μl × 10

备注：以上包装均含有 Compcell Control Plasmid pUC19(0.1ng/μl)5μl (质量控制用)。

储存 : -70°C 保存六个月。

#### 产品介绍：

本公司生产的 C321.ΔA.exp 感受态细胞是采用特殊工艺处理得到的感受态细胞，可用于 DNA 的化学转化。使用 pUC19 质粒检测，转化效率  $10^6$ cfu/ $\mu$ g DNA 以上。

#### 产品特点：

PURPOSE: This is C321.DA with mutS reverted and the lambda prophage removed; it exhibits lesser spontaneous mutagenesis and can be grown at 37°C.

Bacterial Resistance(s): Bleocin (Zeocin), 50 μg/mL.

Growth Temperature: 30°C.

Growth instructions: This strain has mutS+ (reduced mutation rate compared to C321. deltaA) and lambda- (growth can be performed at 37°C). This strain must be supplemented with d-biotin when grown in minimal media.

#### 操作步骤：

以下操作均按无菌条件的标准进行：

- 转化: 取感受态细胞置于冰浴中(解冻 1-2 分钟)，加入目的 DNA，轻轻混匀，在冰浴中放置 30 分钟。  
注意: 所使用 DNA 体积不要超过感受态细胞悬液体积的 1/10。
- 热激: 将离心管置于 42°C 水浴中放置 60-90 秒，然后快速将管转移到冰浴中，使细胞冷却 2-3 分钟，该过程不要摇动离心管。
- 复苏: 向每个离心管中加入 500μl 无菌的 SOC 或 LB 培养基 (不含抗生素)，混匀后置于 37°C 180rpm 摆床振荡培养 45-60 分钟，目的是使质粒上相关的抗性标记基因表达，使菌体复苏。
- 涂板: 根据实验要求 (质粒，重组连接产物转化)，吸取适量体积已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的 SOC 或 LB 固体琼脂培养基上，将细胞均匀涂开。将平板置于室温直至液体被吸收，倒置平板，37°C 培养 12-16 小时。

#### 提示：

- 刚刚化冻的细胞，转化效率最高。化冻后感受态细胞冰浴条件下，半小时内活性无明显变化，因此，同时转化多支感受态细胞时尽量半小时内加完目的 DNA。
- 感受态细胞应保存在 -70°C，请避免反复冻融，以免降低感受态细胞的转化效率。
- 进行转化操作时，请在无菌条件下，根据相应温度要求进行实验。
- 避免用移液枪吹吸，整个过程要轻柔，尽量低温操作。
- 由于此感受态细胞转化效率较低；为了更好的实验效果，建议至少转入 100ng 以上质粒，取 1/3 以上复苏后菌液涂板；否则有可能转化失败。