



DNA Marker V

Cat.NO.: ZM105

目录编号	产品名称	包装单位
<input type="checkbox"/> ZM105-1	DNA Marker V	50 次 (250 μ l)
<input checked="" type="checkbox"/> ZM105-2	DNA Marker V	250 次 (5 \times 250 μ l)

室温贮存至少三个月, 4 $^{\circ}$ C贮存六个月 (-20 $^{\circ}$ C贮存至少两年)

产品简介:

本产品是由 6 条线性双链 DNA 条带组成, 适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。产品中已含有 1 \times loading buffer, 可根据实验需要, 直接取 2-5 μ l 电泳, 使用方便, 电泳图像清晰。6 条带的大小分别为 200, 400, 700, 1000, 1500, 2000bp。其中 1000bp 条带约为 100ng/5 μ l, 显示加亮带, 其余条带浓度约为 50ng/5 μ l。

使用方法:

- 取 2-5 μ l 本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中 (每 1mm \times 1mm 加样孔加 1 μ l, 如果加样孔宽于 5mm, 可以适当增加上样量) 进行电泳。
- 建议电泳条件: 凝胶浓度为 1%-2%, 凝胶长度 5-7cm, 电泳电压 4-10v/cm, 电泳时间 20-30min。
- 通过 EB 染色后紫外灯下观察条带。

注意事项:

- 琼脂糖的质量对 DNA 的电泳有很大影响, 电泳时请尽量使用质量优等的琼脂糖。
- 请使用新鲜配制的电泳缓冲液和新鲜配制的琼脂糖凝胶进行电泳, 以保证 Marker 良好的分离效果。
- 该 Marker 适用于 DNA 片段大小的确定和对 DNA 含量的粗略定量, 不适用于 DNA 片段含量的精确定量。



2.0% 琼脂糖凝胶电泳示意图

上样量: 5 μ l
凝胶长度: 7cm
电泳电压: 8v/cm
缓冲液: 1 \times TAE
电泳时间: 20min
梳子尺寸: 1mm \times 5mm