



**ZOMANBIO**

本产品仅供科研使用. 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2019-01-16

## λ噬菌体DNA

Cat.NO. ZK1694

目录编号	产品名称	包装单位
<input type="checkbox"/> ZK1694-1	λ噬菌体DNA	10μg(0.3-0.5 μg/μl)
<input type="checkbox"/> ZK1694-2	λ噬菌体DNA	100μg(0.3-0.5 μg/μl)
<input type="checkbox"/> ZK1694-3	λ噬菌体DNA	1mg(0.3-0.5 μg/μl)

储存: 自收到之日起, -20°C保存, 两年内有效

### 贮存溶液:

10mM Tris-HCl pH8.0; 1mM EDTA

### 起源:

Bacteriophage λc I 857 Sam7

### 链长:

48,502 bp

### 纯度:

$A_{260}/A_{280} = 1.8-2.0$

### 用途:

用于限制性内切酶的底物;PCR模板

### GenBank登录:

GenBank 登录: Entry Name: LAMBDA Accession No.: V00636, J02459, M17233, X00906

### 参考文献:

- 1) Goldberg A R and Howe M. Virology. (1969) 38: 200-202.
- 2) Sanger F, Coulson A R, Hong G F, Hill D F, and Petersen G B. J Mol Biol. (1982) 162: 729-773.