



ZOMANBIO

本产品仅供科研使用. 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2025-05-13

# 两性霉素 B (25 $\mu$ g/mL)

## Amphotericin B

Cat.NO. ZS809

目录编号

ZS809

产品名称

两性霉素 B

包装单位

5ml $\times$ 2

储存 / 运输: -20 $^{\circ}$ C保存, 一年有效。低温冰袋运输。

### 产品介绍:

两性霉素 B 溶液是一种对真菌有抗菌活性的抗生素。将其作为一种抗真菌、抗酵母菌以及抗霉菌制剂使用, 它通过与固醇结合、干扰敏感真菌的细胞膜渗透性。该产品用于哺乳动物细胞培养, 对酵母, 霉菌和支原体等有效, 也被用于杆状病毒。其中产品中两性霉素 B 浓度为 25 $\mu$ g/mL。推荐使用终浓度为 2.5 $\mu$ g/mL。

### 产品特点:

- 1、采用进口试剂, 效果更好。
- 2、采用蒸馏水配制, 内毒素极低, 电导率低。

### 产品参数:

- 1、外观: 淡黄色透亮液体
- 2、装量: 5ml/ 瓶  $\times$  2

### 注意事项:

- 1、本产品应放置 -20 $^{\circ}$ C, 请勿长时间放置室温条件;
- 2、勿在非洁净区打开瓶盖, 避免造成污染; 在使用过程中要特别注意无菌操作, 操作过程需在超净工作台或生物安全柜中进行, 避免微生物污染;
- 3、请勿使用超过有效期产品;
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。