



ZOMANBIO

本产品仅供科研使用, 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2022-11-20

WM3064 菌株
WM3064 E.coli Strain
Cat.NO. ZK8080

目录编号

■ ZK8080

产品名称

WM3064 菌株

包装单位

0.3ml

传代次数: 为保证菌株特性的稳定, 传代不可超过3代以上。

储存: 2-8℃。

产品介绍:

DAP缺陷型菌株, 生长需要加50μg/ml的二氨基庚二酸 (DL-α,ε-Diaminopimelicacid, DAP)。

基因型: thrB1004 pro thi rpsL hsdS lacZΔM15 RP4-1360 Δ(araBAD)567 ΔdapA1341::[erm pir]

基本信息:

培养基: LB

菌株类别: 大肠杆菌

培养条件: 37℃

基本应用: 结合转移。

使用方法:

获得菌株后, 原则上应尽早进行活化和保存。若不能立即活化, 应按照说明书放入相应的环境中进行保存。

若保存的菌株为冻干粉形式, 可加入少量生理盐水或非选择性肉汤培养基进行溶解悬浮, 用划线或涂布方式接种至平板, 或着吸取菌液至液体培养基中进行培养。(详见培养说明)

注意事项:

1. 本产品仅可用于实验室研究, 不能用于动物, 人体以及作为食品添加剂等用途。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 使用甘油菌时可不完全融解, 在甘油菌表面蘸取少量涂布固体琼脂平板即可, 也可完全融解后使用, 但随着冻融次数的增加, 菌株的活力会逐渐下降。