



ZOMANBIO

Order: 010-62617225
Technical: 010-62979301
Email: zomanbio@126.com

本产品仅供科研使用, 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2022-11-20

EGY48单杂阳性菌

Cat.NO. ZCS314

目录编号

■ ZCS314

产品名称

EGY48单杂阳性菌

包装单位

0.3ml

传代次数: 为保证菌株特性的稳定, 传代不可超过3代以上。

储存: -80℃ 一年有效。

产品介绍:

本产品为转入质粒pLaczi-x和质粒pB42AD-y的EGY48酵母菌, 作为酵母单杂阳性对照菌株使用。

EGY48 阳性菌(含pLaczi-x和pB42AD-y, 其中x和y互作)已经过验证, 显色培养基上SD-Trp/-Ura (X-gal)培养 3 天左右呈蓝色菌斑。

基本信息:

培养基: SD-Trp/-Ura

菌株类别: 即用型EGY48单杂阳性对照菌液

培养条件: 28-30℃, 有氧

使用方法:

收到菌液及时四区划线活化, 挑取单克隆在SD/-Trp/-Ura中培养到生长对数中后期加入终浓度30%无菌甘油保种, 分装置于-80℃保存, 避免反复化冻。建议超净台内划线涂板, 避免杂菌污染。

注意事项:

1. 酵母菌在YPD培养基上会变粉, 是正常现象, 可以由此特性鉴别是否为酵母菌。
2. 酵母菌种化冻1-2次活性下降, 不建议直接长期保存。
3. 活化保种的种管建议分装保存, 反复冻融菌株活力下降。
4. 本产品仅可用于实验室研究, 不能用于动物, 人体以及作为食品添加剂等用途。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。